


Trio

интродьюсер

для введения в сосудистую систему: проводников, катетеров и других интервенционных устройств



комфортно

бесступенчатое расширение стенок сосуда для атравматичного введения

эффективно

усовершенствованный гемостатический клапан предотвращает подтекание крови и не ограничивает манипуляции инструментами

безопасно

быстрая и точная пункция сосуда благодаря оптимизированной игле и качественному проводнику

инновационно

механизм фиксации дилатора с полным тактильным контролем

надежно

гидрофильное покрытие по всей рабочей длине интродьюсера



DEOST

www.deost.ru

Характеристики

пункционная игла металлическая

мини-проводник металлический

Trio

интродьюсер

Радиальный интродьюсер гидрофильный

Проводник прямой, диаметр 0,021''			
	5	6	Длина проводника
10 см	TRIO-RH0510S2145	TRIO-RH0610S2145	45 см
11 см	TRIO-RH0511S2145	TRIO-RH0611S2145	
25 см	-	TRIO-RH0625S2180	80 см

Феморальный интродьюсер гидрофильный

Проводник - форма кончика J, длина 45 см					Диаметр проводника
	5	6	7	8	
10 см	-	TRIO-FH0610J3845	-	-	0,038''
11 см	TRIO-FH0511J3845	TRIO-FH0611J3845	TRIO-FH0711J3845	TRIO-FH0811J3845	

Феморальный интродьюсер без гидрофильного покрытия

Проводник - форма кончика J, длина 45 см					Диаметр проводника
	5	6	7	8	
10 см	-	-	-	-	0,038''
11 см	-	TRIO-F0611J3845	-	-	